








## Supports textiles disponibles en «sur mesure » :

<p><i>élastique tulle 260GR</i></p> <p><i>pour produit « ouvert »</i> <i>(gaine, porte jarretelle et body droits)</i></p>		
<p><i>élastique tulle souple 300GR</i></p> <p><i>pour «SG-bustier» et produit «culotte»</i> <i>(gaine, panty, body)</i></p>		
<p><i>élastique tulle 310GR</i> <i>motif jacquard</i></p> <p><i>pour produits renforcés</i> <i>avec baleinage devant ou dos</i></p> <p><i>(gaine et body)</i></p>		
<p><i>élastique 550GR</i></p> <p><i>pour produit lombaire</i> <i>ceinture, redresse dos</i></p>		
<p><i>élastique 350GR</i></p> <p><i>pour ceinture abdominale et corset</i></p>		
<p><i>Tissu Coton renforcé 500GR</i></p> <p><i>pour ceinture et corset</i></p>		



## Composition et symboles d'entretien des supports textiles :

<p><b>blanc - beige - ivoire</b> <i>élastique tulle 260GR</i></p>		<p>polyamide 80% élasthanne 20%</p>	
<p><b>blanc - chair - noir</b> <i>élastique tulle souple 300GR</i></p>		<p>polyamide 57% élasthanne 24% coton 19%</p>	
<p><b>motif chair - motif noir</b> <i>élastique tulle jacquard motif 310GR</i></p>		<p>polyamide 74% élasthanne 26%</p>	
<p><b>blanc - chair - noir</b> <i>élastique ceinture lombaire 550GR</i></p>		<p>polyamide 75% élasthanne 25%</p>	
<p><b>blanc- beige - noir</b> <i>élastique ceinture abdominale 350GR</i></p>	<p>éviter le lavage machine trop fréquent (maxi = 30°)</p>	<p>polyamide 53% élasthanne 13% monofilament 34%</p>	
<p><b>beige - rose - mauve - orange - vert</b> <i>Tissu ceinture Coton renforcé 500GR</i> <i>(anti tache + anti rétrécissement)</i></p>		<p>coton 92% nylon 8%</p>	

Ne pas oublier avant lavage de : *superposer les parties microgrip (velcro) et remonter les glissières*